



EMS 622: Mantar Çanta (Başlı Granit Yopkala)

ENS 622 Gade 2112 Mahame Ozellikert

Sikistirlabêlêr-Lêk:

Toolam $\psi_k = 100 \text{ PSI}$

Sikisfirme (%): 20-40

Gerçek kazanım (% min): 75

Pressure (psi): 100 PSI

Yeast lag time (min): 17.46/f^{1/3}

Kaynar suya 3 saat bekletildikten sonra, kaynatılmayacak şekilde soğutulur.

ASTM 4 yarıda 2 saat 160°C'de belkiliginde dağılmayacak

[illegible]